

F JBL CristalProfi® UniBloc

Mousses de filtration biologique pour une eau propre et saine

Ensemble de deux mousses de haute qualité, à pores moyens, assurant une filtration biologique efficace en offrant des possibilités optimales d'implantation aux bactéries nettoyantes. La partie centrale de ces mousses peut être retirée et remplacée par des masses filtrantes destinées à résoudre des problèmes de filtration spécifiques.

Recommandation JBL :

Nettoyage : environ tous les 6 mois.

Remplacement : au bout de deux ou trois nettoyages.

Ne pas nettoyer ou remplacer les deux mousses en même temps.

Contenu : 2 mousses 20 ppi

NL JBL CristalProfi® UniBloc

Bio-filterschuim

Set van twee hoogwaardige schuimstofpads met gemiddeld grote poriën voor een zeer effectieve biologische filterwerking, omdat de grootte van de poriën ideaal is voor nuttige bacteriën. De pads zijn voorzien van een verwijderbaar inzetstuk. U kunt dit vervangen door een speciaal filtermedium voor het oplossen van een bijzonder probleem.

JBL advies:

Reinigen: ongeveer eens in de 6 maanden

Vervangen: na 2 à 3 schoonmaakbeurten

Altijd slechts één van de twee pads uitwisselen of schoonmaken; niet tegelijk.

Inhoud: 2 pads 20 ppi

D JBL CristalProfi® UniBloc

Bio-Filter Schaum

Für sauberes und gesundes Wasser

Set aus zwei hochwertigen Schaumstoffpads mittlerer Porenweite für effektive biologische Filterung durch optimale Ansiedlungsmöglichkeit für Reinigungsbakterien. Die Pads verfügen über einen Ausschnitt, der entnommen werden kann, um an deren Platz Filtermassen für spezielle Problemlösungen zu platzieren.

JBL Empfehlung:

Reinigung: etwa alle 6 Monate

Austausch: nach zwei- oder dreimaliger Reinigung

Immer nur eines von zwei Pads im Wechsel reinigen bzw. austauschen.

Inhalt: 2 Pads 20 ppi

GB JBL CristalProfi® UniBloc

Biological Filter Foam

for clean and healthy water

A set of two high-quality foam pads of medium-pore size for effective biological filtering. The pads provide optimum colonisation conditions for cleansing bacteria. The pads have a section which can be removed to be replaced with filter material to treat special problems.

JBL recommendation:

Cleaning: approx. every 6 months

Replace: after cleaning two or three times

Only one of the two pads should ever be cleaned or replaced each time, alternately.

Contents: 2 pads 20 ppi

I JBL CristalProfi® UniBloc

Schiuma filtrante biologica

Set di due schiume di alta qualità con pori di media grandezza per una filtrazione biologica effettiva. Offre le condizioni ideali per l'insediamento di batteri depuratori. Le schiume sono provviste di una parte rimovibile per l'inserimento di masse filtranti nel caso di particolari problemi.

Suggerimento JBL:

Pulizia: ogni 6 mesi circa.

Sostituzione: dopo due o tre pulizie.

Pulire o sostituire sempre solo una delle due schiume, alternandole di volta in volta.

Contenuto: 2 schiume 20 ppi

DK JBL CristalProfi® UniBloc

Bio-filterskum

Sæt bestående af to højkvalitets filtersvampe med mellemstore porer til effektiv biologisk filtrering på grund af optimale vækstbetingelser for rensningsbakterier. Svampene har en udskæring, der kan tages ud, og man kan så i stedet sætte filtermateriale i til specielle problemløsninger.

JBL anbefaler:

Rengøring: ca. hver 6. måned.

Udskiftning: efter to til tre gange rengøring.

Der må altid kun rengøres eller udskiftes en af de to svampe ad gangen.

Indhold: 2 svampe 20 ppi

E JBL CristalProfi® UniBloc

Espuma filtradora biológica

Equipo de dos cojines de gomaespuma de alta calidad de diámetro mediano de poros para el filtrado biológico efectivo con óptima posibilidad de colonización para las bacterias purificadoras. Los cojines tienen un segmento que se puede sacar para poner, en su lugar, masas filtradoras para soluciones especiales de problemas.

Recomendación de JBL:

Limpiado: aprox. cada 6 meses

Cambio: después de dos o tres limpiezas

Respectivamente, intercambie o limpie siempre solo uno de los dos cojines.

Contenido: 2 cojines 20 ppi

P JBL CristalProfi® UniBloc

Espuma biofiltrante

Kit composto de duas almofadas de espuma de alta qualidade com poros de tamanho médio para a filtragem biológica efectiva graças às excelentes condições para a colonização por bactérias purificadoras. As almofadas apresentam um recorte que pode ser rebrado para permitir a inserção de massas filtrantes especiais destinadas a solucionar problemas específicos.

Recomendação da JBL:

Limpeza: aprox. a cada 6 meses

Substituição: depois de duas ou três limpezas

Limpar ou substituir alternadamente sempre apenas uma de duas almofadas.

Conteúdo: 2 almofadas com 20 poros/polegada (ppi)